

Anticorpo Policlonal De Coelho Spire2 Para Wb E Elisa - Q8Wwl2

Número do item: CM0019315



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SPIRE2 validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo o fator de nucleação de actina SPIRE2, envolvido na dinâmica da actina, transporte de vesículas e reparo de danos ao DNA. Ideal para pesquisa do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPIRE2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	Spir-2; SPIRE2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84501
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do SPIRE2 humano (NP_115827.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8WWL2
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de Gelo