

Anticorpo Policloonal De Coelho Spred1 Para Wb, Elisa - Q7Z699

Número do item: CM0013625



introdução

Anticorpo policloonal de coelho anti-SPRED1 para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. É direcionado ao SPRED1 humano, um substrato de tirosina quinase que inibe a ativação da quinase MAP, adequado para pesquisa em sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPRED1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LGSS; NFLS; hSpred1; spread-1; PPP1R147; SPRED1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	161742
GeneID	161742
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-320 do SPRED1 humano (NP_689807.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7Z699
Peso da Proteína	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo