


Sptlc2 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - O15270

Número do item: CM0014591



introdução

O pAb de coelho SPTLC2 é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado à serina palmitoiltransferase 2 humana, de camundongo e de rato, uma enzima-chave na biossíntese de esfingolípídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SPTLC2 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	9517
ID do gene	9517
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 423-562 da SPTLC2 humana (NP_004854.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O15270
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Gelo reutilizável