

Srbd1 Anticorpo Policlonais De Coelho - Q8N5C6

Número do item: CM0018149

introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho anti-SRBD1 de alta qualidade, validado para WB e ELISA, direcionado a SRBD1 humano, de camundongo e de rato (UniProt Q8N5C6). Ideal para pesquisa de segregação cromossômica, mitose e senescência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRBD1 Anticorpo Policlonais de Coelho
Observações/Alias	SRBD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55133
GeneID	55133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-600 da SRBD1 humana (NP_060549.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5C6
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Bolsa de gelo