

Srek1 Coelho Pab - Q8Wxa9

Número do item: CM0014238

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SREK1 validado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com SREK1 humano e de rato, uma proteína regulatória de splicing envolvida na regulação do splicing alternativo. Adequado para pesquisa de spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SREK1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140890
ID do Gene	140890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SREK1 humano (NP_631907.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8WXA9
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de Gelo