

Srsf10 Coelho Pab Para Wb E Elisa - 075494

Número do item: CM0026573

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SRSF10 humano (Fator de splicing rico em serina/arginina 10, SRp38). Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o splicing de pré-mRNA, o salto alternativo de éxons e a repressão de splicing regulada por fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF10 Coelho pAb
Observações/Apelido	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10772
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 163-262 do SRSF10 humano (NP_473357.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075494
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo