

Anticorpo Policlonico De Coelho Ssc4D Para Wb E Elisa - Q8Wtu2

Número do item: CM0019140

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho SSC4D para WB e ELISA. Detecta SSC4D humano, de camundongo e rato, um membro secretado da superfamília de receptores de limpador ricos em cisteína. Adequado para estudar seu envolvimento em processos imunológicos e proteômica.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SSC4D
Observações/Alias	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	136853
GeneID	136853
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 446-575 da SSC4D humana (NP_542782.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTU2
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo