


Anticorpo Policlonal De Coelho Ssh2 Para Wb E Elisa - Q76I76

Número do item: CM0030831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína SSH2 humana. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica de actina e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SSH2
Observações/Apelidos	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85464
GeneID	85464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-202 da SSH2 humana (NP_203747.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q76I76
Peso Molecular da Proteína	158 kDa
Envio	Bolsa de gelo