

## Anticorpo Policlonal De Coelho Ssx5 Para Wb, Elisa - 060225

Número do item: CM0024871

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Proteína SSX5 humana (O60225), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, detectando uma banda de 22 kDa. Suporta estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SSX5 pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Apelido | SSX5                                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 6758                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 6758                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-229 do SSX5 humano (NP_066295.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | O60225                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 22kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                              |