

Anticorpo Policlonal De Coelho St3Gal3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Número do item: CM0025896

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para ST3GAL3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Útil para estudar a função da sialiltransferase e a glicosilação no Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST3GAL3 Coelho pAb
Observações/Alias	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GalIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6487
ID do Gene	6487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-375 do ST3GAL3 humano (NP_006270.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q11203
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de Gelo