


Anticorpo Policlonar De Coelho Stat1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P42224

Número do item: CM0013611



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a STAT1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização por interferon, regulação da transcrição e estudos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6772
ID do Gene	6772
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 650-750 da STAT1 humana (NP_009330.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo