

Anticorpo Pab De Coelho Stat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40763

Número do item: CM0015034



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho STAT3 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STAT3 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudar sinalização JAK/STAT, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do STAT3 humano (NP_003141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo