

Pab De Coelho Stat3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0015936



introdução

STAT3 Rabbit pAb (P40763) é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ele direciona-se ao transdutor de sinal e ativador da transcrição 3, sendo ideal para pesquisas de sinalização por citocinas e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho STAT3
Observações/Apelidos	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do STAT3 humano (NP_003141.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Envio	Bolsa de gelo