


Anticorpo Monoclonal De Coelho Stat5 Para Wb E Elisa - P42229/P51692

Número do item: CM0012527



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-STAT5 de alta qualidade para Western blot e ELISA, reconhecendo STAT5A/B humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar sinalização de citocinas, regulação da transcrição e biologia da lactação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MGF; STAT5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6776/6777
ID do Gene	6776/6777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-786 do STAT5 humano (P42229)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42229/P51692
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo