


Anticorpo Monoclonal De Coelho Stat5A Para Wb, Elisa - P42229

Número do item: CM0002632



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho STAT5A validado para WB e ELISA. Reconhece STAT5A humano e de rato, um fator de transcrição envolvido na sinalização de citocinas. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho STAT5A
Observações/Apelido	MGF; STAT5; STAT5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6776
GeneID	6776
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P42229
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo