

Anticorpo Monoclonal De Coelho Staufen Para Wb, Elisa - 095793

Número do item: CM0009883



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Staufen validado para WB e ELISA, reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de proteínas de ligação a RNA, localização de mRNA e interações vírus-hospedeiro. Especificações completas do produto disponíveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Staufen Rabbit mAb
Observações/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6780
ID do Gene	6780
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 478-577 do Staufen humano (095793)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95793
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo