


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Steap3 Para Wb E Elisa - Q658P3

Número do item: CM0014350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra STEAP3 humana, validado para WB e ELISA. Adequado para detectar a metaloredutase STEAP3 em amostras humanas e de camundongo, com peso molecular calculado de 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STEAP3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	55240
GeneID	55240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da STEAP3 humana (NP_060704.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q658P3
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo