

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stim1 Para Wb, Elisa - Q13586

Número do item: CM0010626



introdução

O mAb de coelho anti-STIM1 é um anticorpo monoclonal recombinante validado para Western blot e ELISA, que reage com STIM1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização do cálcio e a entrada de cálcio operada por estoques.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-STIM1
Observações/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	6786
ID do gene	6786
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 586-685 do STIM1 humano (Q13586).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13586
Peso da proteína	77 kDa
Envio	Bolsa de gelo