

Anticorpo Policlonal De Coelho Stip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Número do item: CM0017822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STIP1 (HOP), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Co-chaperona que media a interação HSP70-HSP90. Ideal para pesquisa de resposta ao estresse e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10963
GeneID	10963
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da STIP1 humana (NP_006810.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31948
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de Gelo