

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stoml2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujz1

Número do item: CM0017685

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-STOML2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com STOML2 humano, de camundongo e de rato (39 kDa, Q9UJZ1). Ideal para pesquisas mitocondriais, ativação de células T e estudos de migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STOML2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLP-2; HSPC108; STOML2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	30968
GeneID	30968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-356 da STOML2 humana (NP_038470.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJZ1
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo