

Anticorpo Monoclonal Estreptavidina Para Citometria De Fluxo - Sa V1, Sa V2

Número do item: CM0012001

introdução

Estreptavidina é um anticorpo monoclonal com reatividade cruzada independente de espécie, ideal para aplicações de citometria de fluxo. Fornecido como matéria-prima IVD para desenvolvedores e pesquisadores de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Estreptavidina
Apelido	SA V1, SA V2
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Bolsa de gelo