

Estreptavidina

Número do item: CM0011306

introdução

Conjugado de anticorpo monoclonal Estreptavidina para aplicações de citometria de fluxo (FC). Oferece reatividade cruzada independente de espécie, tornando-o adequado para o desenvolvimento diversificado de ensaios IVD e uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Estreptavidina
Observações/Apêndice	SA V1, SA V2
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Em saco de gelo