

Anticorpo Monoclonal De Coelho Stx1A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Número do item: CM0002037

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho STX1A de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato, direcionando a proteína SNARE neuronal syntaxina-1A (UniProt Q16623).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho STX1A
Observações/Apelido	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6804
GeneID	6804
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da STX1A humana (Q16623)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16623
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo