

Anticorpo Policlonal De Coelho Stx1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Número do item: CM0024906

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra STX1A (Sintaxina-1A) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da exocitose mediada por SNARE e da neurotransmissão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STX1A Rabbit pAb
Observações/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6804
GeneID	6804
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da STX1A humana (Q16623)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16623
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo