

Anticorpo Policlonal De Coelho Sufu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Número do item: CM0013348



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SUFU validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece SUFU humano, de camundongo e de rato, um regulador negativo da via Hedgehog. Ideal para pesquisas sobre câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUFU Rabbit pAb
Observações/Apelido	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51684
GeneID	51684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 325-484 do SUFU humano (NP_057253.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMX1
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo