

Anticorpo Policlonal De Coelho Sumo2/3 (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

Número do item: CM0022476



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUMO2/3 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta SUMO2 e SUMO3 com reatividade cruzada com camundongo e rato; adequado para estudar sumoilação e degradação proteassomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO2/3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do SUMO2/3 humano (NP_008868.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61956/P55854
Peso Proteico	11 kDa
Envio	Em bolsa de gelo