

Surf4 Coelho Pab - O15260

Número do item: CM0020196

introdução

SURF4 Coelho pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SURF4 humano (também conhecido como ERV29) e reage de forma cruzada com camundongo e rato. A SURF4 funciona como um receptor de carga do retículo endoplasmático para a secreção de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SURF4 Coelho pAb
Observações/Apelido	ERV29; SURF4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6836
GeneID	6836
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15260
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo