

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Histona H3-R17 Dimetilada Simétrica (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ihc-P E Elisa

Número do item: CM0000332



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à dimetilação simétrica no R17 da Histona H3 humana. Validado para Western Blot, Dot Blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e análise de modificações de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho contra Histona H3-R17 dimetilada simétrica
Observações/Apelidos	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R17 dimetilada simétrica
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético dimetilado simétrico ao redor do R17 da Histona H3-R17 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Previsão de ampla faixa)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo