


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Symmetric Dimethyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Número do item: CM0000342



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a arginina 2 simetricamente dimetilada da histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq; reage com humano, rato, rato e uma ampla gama prevista. Ideal para pesquisa epigenética e estudos de modificação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Symmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogênio	Um peptídeo sintético simetricamente dimetilado em torno de R2 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo