

Anticorpo De Coelho Pab Para Histona H3-R26 Simétrica Dimetil (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000290



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta Histona H3-R26 Simétrica DiMetil, adequado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb para Histona H3-R26 Simétrica DiMetil
Observações/Apelido	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Histona H3-R26 Simétrica DiMetil
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado simétrico em torno do R26 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo