


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Histona H3-R8 Simetricamente Dimetilada (Q16695/P68431) Para Western Blot, Ihc E If/Icc

Número do item: CM0000288



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho para Histona H3-R8 Simetricamente DiMetilada validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e uma ampla gama de espécies. Detecta uma banda de 16kDa; adequado para pesquisa de modificação de histonas e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Histona H3-R8 Simetricamente DiMetilada
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R8 Simetricamente DiMetilada
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético simetricamente dimetilado em torno do R8 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo