

Anticorpo Pab De Coelho Anti-Dimetil Simétrico-Histona H3-R8 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número do item: CM0000372



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para dimetilação simétrica em R8 da histona H3 humana (UniProt Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DiMetil Simétrico-Histona H3-R8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil Simétrico-Histona H3-R8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético dimetilado simétrico em torno de R8 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo