


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Simétrico Dimetil-Histona H3-R8 (Q16695/P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número do item: CM0000349



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a histona H3-R8 simetricamente dimetilada (SWISS Q16695/P68431). Adequado para WB, ELISA e ChIP. Reconhece humano, rato, rato e outras espécies (amplo espectro previsto). Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Simétrico DiMetil-Histona H3-R8
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R8 Simetricamente DiMetilada
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético simetricamente dimetilado em torno do resíduo R8 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Amplo Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Em saco de gelo