


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Simétrica Dimetil-Histona H4-R3 (P62805) Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000302



introdução

pAb de coelho para Simétrica DiMetil-Histona H4-R3 (P62805) validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a dimetilação simétrica em Arg3 da Histona H4. Reage com humanos, camundongos, ratos e prevê-se uma ampla gama de reatividade. Ideal para pesquisa epigenética e análise de modificações de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para Simétrica DiMetil-Histona H4-R3
Observações/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Simétrica DiMetil-Histona H4-R3
Espécie	Humana
Símbolo do Gene (Humano)	H4
ID do Gene	8359
Imunógeno	Pepetídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_003529.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla gama prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Transporte	Bolsa de gelo