


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H4-R3 Simetricamente Dimetilada (P62805) Para Pesquisa Em Epigenética

Número do item: CM0000251



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para histona H4 simetricamente dimetilada no Arg3 (P62805). Validado para Western blotting, IF/ICC, dot blot e ELISA. Reage de forma cruzada com histona H4 humana e de rato. Ideal para estudar o código de histonas e mecanismos de regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Histona H4-R3 Simetricamente Dimetilada
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Histona H4 humana (NP_003539.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P62805
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Em saco de gelo