

Synaptofisina Mab De Coelho Para Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - P08247

Número do item: CM0007978

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra sinaptofisina (clone não especificado) validado para WB, IP, IF, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Detecta a proteína da vesícula sináptica p38 (~34 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Synaptofisina mAb de Coelho
Observações/Alias	SYP; SYN; MRX96
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 224-313 da Synaptofisina humana (NP_003170.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08247
Peso Proteico	34 kDa
Envio	Saco de gelo