

Syntaxina 4 Mab De Coelho - Q12846

Número do item: CM0006231

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Syntaxina 4 de alta qualidade para aplicações WB e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do tráfego de vesículas mediado por SNARE e do transporte de glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Syntaxina 4 mAb de coelho
Observações/Apelido	STX4A; p35-2; Syntaxina 4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6810
GeneID	6810
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da Syntaxina 4 humana (NP_004595.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12846
Peso da Proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo