


Anticorpo Policlonal De Coelho Syvn1 Para Wb, Elisa - Q86Tm6

Número do item: CM0025244



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SYVN1 humana (HRD1), uma ligase E3 de ubiquitina envolvida no ERAD. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudar vias de estresse do RE, apoptose e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SYVN1
Observações/Apelido	DER3; HRD1; SYVN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84447
GeneID	84447
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da SYVN1 humana (NP_757385.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86TM6
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de Gelo