

T-Bet/Tbx21 Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - Q9UI17

Número do item: CM0004604

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o T-bet/Tbx21 humano (TBX21; T-PET; T-bet) para WB, IHC-P, FC (intra), ELISA. Ideal para pesquisa de linhagem de células Th1 e fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	T-bet/Tbx21 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30009
GeneID	30009
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-535 do T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UL17
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo