

Mab De Coelho Tab1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

Número do item: CM0004309



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TAB1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta TAB1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho TAB1
Observações/Apelido	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Espécie	Humano
ID do Gene	10454
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 405-504 do TAB1 humano (Q15750).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15750
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo