

Anticorpo Monoclonal De Coelho Taf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Número do item: CM0011523



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TAF15 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transcrição e proteínas de ligação ao RNA. SWISS: Q92804.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
Espécie	Humano
GeneID	8148
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92804
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo