


Anticorpo Policlonal De Coelho Taf6L Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

Número do item: CM0016048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAF6L (PAF65A), validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo, rato. Adequado para estudar o complexo PCAF, acetilação de histonas e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF6L pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAF65A; TAF6L
Espécie	Humano
ID do Gene	10629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do TAF6L humano (NP_006464.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6J9
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo