


Anticorpo Policlonal De Coelho Taf9 Para Wb E Elisa - Q16594

Número do item: CM0027665



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TAF9 humano (subunidade TFIID). Reage com humano e camundongo. Adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos sobre iniciação da transcrição e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAF9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6880
GeneID	6880
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16594
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo