

Tarbp2 Pab De Coelho Para Wb - Q15633

Número do item: CM0027388



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TARBP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece TARBP2 humano e de camundongo, uma subunidade do complexo de carregamento de RISC crítica para o processamento de miRNA e silenciamento de RNA. Adequado para estudos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TARBP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6895
GeneID	6895
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-366 do TARBP2 humano (NP_599150.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15633
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo