


Anticorpo Monoclonal De Coelho Taz Para Wb E Elisa - Q9Gzv5

Número do item: CM0006986



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TAZ validado para WB e ELISA, detecta WWTR1/TAZ em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Hippo, controle do tamanho de órgãos e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAZ Rabbit mAb
Observações/Alias	TAZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25937
GeneID	25937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da TAZ humana (NP_056287.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV5
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo