

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tbca Para Wb, Ihc-P E Elisa - 075347

Número do item: CM0015719



introdução

pAb de coelho anti-TBCA validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com TBCA humano, de camundongo e de rato (cofator A do dobramento da tubulina), uma chaperona de 13 kDa essencial para a montagem da tubulina e a integridade do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-TBCA
Observações/alias	TBCA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6902
GeneID	6902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-108 da TBCA humana (NP_004598.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	075347
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo