

Tbx2 Rabbit Pab - Q13207

Número do item: CM0015263

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TBX2 adequado para Western blot e ELISA. Detecta TBX2 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição no desenvolvimento e EMT. Útil para pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VETD; TBX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6909
GeneID	6909
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 604-712 do TBX2 humano (NP_005985.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13207
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco com gelo