

Tceb2 Coelho Pab - Q15370

Número do item: CM0025131



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TCEB2/Elongina-B humano. Adequado para WB, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa de elongação da transcrição e ligases de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCEB2 Coelho pAb
Observações/Alias	SIII; TCEB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6923
GeneID	6923
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do TCEB2 humano (NP_009039.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15370
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo