


Anticorpo Monoclonal De Coelho Tet3 Para Wb E Elisa - Q8Bg87

Número do item: CM0004191



introdução

A CamelBio oferece o Anticorpo Monoclonal de Coelho TET3 validado para WB e ELISA em camundongo. Estuda a reprogramação epigenética e a desmetilação do DNA no desenvolvimento embrionário precoce - Q8BG87.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TET3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	200424
GeneID	194388
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 do TET3 de camundongo (Q8BG87)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8BG87
Peso da Proteína	195kDa
Envio	Saco com gelo