

## Anticorpo Policlonal De Coelho Tet3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43151

Número do item: CM0027000



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra TET3 humano recombinante (aa 1551-1650). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas em epigenética e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TET3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observações/Apelido | BEFAHRS; hCG_40738; TET3                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 200424                                                                                                                          |
| GeneID              | 200424                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1551-1650 do TET3 humano (NP_001274420.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | O43151                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 194kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                    |